

GBR & GTR SYSTEM

Guided Bone Regeneration & Guided Tissue Regeneration

page26-28
membrane

MESH

2016.03

植牙・專用耗材 採購誌



L-PRF 離心機



HUNG KUO 宏國公司



Leukocyte and Platelet Rich Fibrin

自體加速癒合進程的技術

INTRA-SPIN 離心機

最多人體實證醫學發表 | 及論文報告

INTRA SPINTM
SYSTEM

L-PRF 離心機



衛署醫器輸壹字第 012969 號



不同的離心機 · 會產生不同的PRF

- INTRASPIN L-PRF 離心機才能提高萃取 **生長因子** 達 **95%** 以上高濃度
- 在離心過程，**持續保持29°C的溫度**，
接近人體體溫37°C，**最可保持生長因子的活性**。

在台銷售達 500台以上

最多診所醫師採用的 L-PRF 離心機

New advances into the

可離出高濃度之生長因子
縮短患者恢復期一半以上

專家推薦
植牙
最佳選擇

L-PRF 好在哪裡？

- 1 No clot No healing
- 2 立即止血並組成初期網狀架構
- 3 Leukocyte-含VEGF，生成新的血管細胞-血供
- 4 Platelet-含PDGF，促進血管內皮組織增生-血供
- 5 纖維蛋白(Fibrin)為血管重建的基質組織-血供
- 6 成本最低

感謝諸位採用
INTRA-SPIN 離心機 醫師

我們也期待 有更多的您
與我們一起加入



國際級講師來台分享臨床教學研究



富含血小板纖維蛋白--自體纖維蛋白網



植牙最佳好幫手 | 上顎竇提昇術 · 補骨手術 · 牙周手術 · 拔牙 · 植牙 · 加速傷口癒合

very nature of the healing process

總代理：宏陽生物科技有限公司

MDL

SMALL DIAMETER IMPLANTS



直徑 2.0, 2.5 mm



最好的奈米表面

最穩定的微型系統

MDL 2.0 及 2.5 mm 假牙配件



直筒 Abutment	直筒加寬 Abutment	15 Abutment	UCLA	Orthodontic	癒合帽	Metal Housing	活動假牙 O-Ring 帽子
MDLSAP	MDLSA, MDLSAN	WCA	MDLAA15	MDLPA	MDLOA	MLHC	MDLMH MDLMMH MDLOR MDLMOR

印模配件



印模用牙槽體 Coping	植體替代品 Analog
MDLT	MDLA

直徑 3.0 mm

衛署醫器輸字第023020號



二階多重選擇

直徑 3.0 mm

MILO

3.0mm



MILO 3.0mm 假牙配件



直筒 Abutment	直筒加寬 Abutment	15 Abutment	UCLA	Orthodontic	癒合帽	Metal Housing	活動假牙 O-Ring 帽子
MLSAP	MLSA, MLSAN	WCA3	MLAA15	MLPA	MLOA	MLHC	MDLMH MDLMMH MDLOR MDLMOR

印模配件



印模用牙槽體 Coping	植體替代品 Analog
MLT	MLA

One-Piece

Implant System

OP

衛署醫器輸字第023686號

一體成型植體系統

直徑 3.0, 3.75, 4.0, mm



潔淨的表面處理

奈米磷酸鈣的結構表面，加速植體的癒合過程，適合纖維蛋白附著、血小板沉積及讓成骨細胞向內生長之表面。



頸部微細螺紋設計

增進植體初期穩定
保存齒槽嵴皮質骨的功能
立即性負載 (Immediate loading)
上顎竇增高術 (Sinus lift)



螺紋設計

減少種植阻力，降低骨頭破壞
並提高植體初期穩定 "Mechanical Stress"
可立即負載與臨時膺復

CT Ø 3.0 - Ø 3.75 - Ø 4.0mm - One-Piece™

3.0 mm

Straight Body

長度	10 mm	11.5 mm	13 mm	15 mm
編號	OP3010	OP3011	OP3013	OP3015 (SMALL)

3.75 mm

Tapered Body

長度	10 mm	11.5 mm	13 mm	15 mm
編號	OP3710	OP3711	OP3713	OP3715

3.0 & 3.75 OP Implants 植體螺紋長度，為植體編號減 2mm。
(例如：OP3013 其螺紋長度為11mm)

4.0 mm

Tapered Body

長度	11.5 mm	13 mm	15 mm
編號	OP4011	OP4013	OP4015

Instrumentation 手術工具



OPCAD

OPRDL

OPRDS

印模套件

Healing Abutment Analog



OPHC2

OPA2

OPT2*

Top View of OPT2

印模套件(舊款)

Healing Abutment Analog



OPHC

OPA

OPT

Groove

Top View of OPT



義大利品牌

義大利刀刃設計

Micross

取自體骨最佳利器

感謝 各大醫院・牙周病採用

拋棄式
刮骨刀



Safescraper[®] TWIST


拋棄式 刮骨刀 | 大型 (皮質骨收集器)



編號：003987(彎)

編號：003598(直)

包裝：3支/盒



拋棄式半圓型刀刀的優點

- 切削效率最高
- 加速採集的過程
- 160度的切削區域範圍
- 可收集適當大小與厚度的皮質骨削片，提供植體融入組織
- 各種骨表面都能有效處理（平面、凹陷、突出）
- 採集過程中具有優異的操控性
- 不因裝置磨損而造成污染

Dispositivo mini-invasivo

衛署醫器輸字第004277號

Micros 取自體骨最佳利器

拋棄式 刮骨刀 | 小型 (皮質骨收集器)

編號：004049

包裝：1支/盒





彎機/手動 兩用擴骨組

ACE Ridge Expanding Kit



整組工具明細

W-055-60201	2.5mm Bone Expander
W-055-60301	3.1mm Bone Expander
W-055-60401	3.6mm Bone Expander
W-055-60501	4.3mm Bone Expander
W-04-9734-01	Connection Driver Tool (Hex) for CA Handpiece
W-96-002-28	Universal Ratchet
W-20-1558-11	Driver Extender (Hex)
W-96-004-49	Square Titanium Bowl
W-20-1950-11	Autoclavable Tray 收納盒

可搭配器械



編號：U-S-SAW-DISC-231DC070
直徑：7 mm 長度：約22cm



編號：LD



編號：V-186RF018-1



操作方法



ACE 螺絲/圖釘 二合一組

ACE TruFIX Complete Fixation System




優點 /

- ① 立即擁有螺絲/圖釘2種功能
- ② 專利設計自攻/自鑽螺絲設計
- ③ 獨特八角設計不易掉落，臨床使用更順手



材質：鈦金屬
尖端自鑽螺絲設計
更好鎖入

使用TruFix BoneScrew 固定 bone block



規格編號

1.2 TD truSCREW™ 螺絲

W-454-27202	truSCREW	3HD	1.2TD x 4.5TL	5/pkg
W-454-27203	truSCREW	3HD	1.2TD x 6.0TL	5/pkg
W-454-27204	truSCREW	3HD	1.2TD x 7.5TL	5/pkg
W-454-27205	truSCREW	3HD	1.2TD x 9.0TL	5/pkg
W-454-27206	truSCREW	3HD	1.2TD x 10.5TL	5/pkg

1.5 TD truSCREW™ 螺絲

W-454-27502	truSCREW	3HD	1.5TD x 6.0TL	5/pkg
W-454-27503	truSCREW	3HD	1.5TD x 7.5TL	5/pkg
W-454-27504	truSCREW	3HD	1.5TD x 9.0TL	5/pkg
W-454-27505	truSCREW	3HD	1.5TD x 10.5TL	5/pkg
W-454-27506	truSCREW	3HD	1.5TD x 12.0TL	5/pkg
W-454-27507	truSCREW	3HD	1.5TD x 13.5TL	5/pkg
W-454-27508	truSCREW	3HD	1.5TD x 15.0TL	5/pkg


2.5 TD truTACK™ 圖釘

W-96-003-13	truTACK	2.5HD	3mm TL	10/pkg
W-96-003-14	truTACK	2.5HD	5mm TL	10/pkg

truSCREW™ SCREW 2.5 TD truTACK™



獨特八角設計不易掉落，
臨床使用更順手



The patented **Removal Sleeve** disengages the driver without damaging the screw fixation.

Top Line 系列

英國製

手術剪刀

編號：3-L-10-390 (直)
長度11.5 cm

編號：3-L-10-391 (彎)
長度11.5 cm

拆線剪

編號：3-L-10-202
長度11cm

鑷子

編號：3-L-12-540
有齒

持針器

編號：3-L-21-050



New Sword 箭牌鑷子

愛迪生



編號：3-SW-11406-15 愛迪生有齒鑷子
編號：3-SW-11406-15-M (Micro)



編號：3-SW-11405-15 愛迪生無齒鑷子
編號：3-SW-11405-15-M (Micro)



Sharpening stone 磨刀石

成份：細陶瓷
編號：Q-6848 ARKANSAS




Crown-Master

牙醫師必備專用修整牙冠夾子



編號：Q-5072



- the crown holder, prevents accidental injury!
- heat resistant up to 220° C (430° F)
- DiaduranR, the bendresistant, heat resistant fibre-glass plier

進口手術專用刀片

ACE 美製

衛署醫器輸壹字第001400號

補皮、切牙肉專用刀片

◎比一般刀片直徑較小

#15c 細頭微彎
W-00037315#12d 雙面刀片
W-0036212

包裝：100片 / 盒

#15
一般刀片#12
一般刀片#11
一般刀片

包裝：100片 / 盒

顯微手術專用刀片

特殊微整形手術專用刀片、刀柄！

ACE 美製

衛署醫器輸壹字第001400號

STERILE MINI BLADES 微型刀片



- Stainless steel
- 0.6mm thickness

786-6400	#64	10/Pkg.
786-6500	#65	10/Pkg.
786-6700	#67	10/Pkg.
786-6900	#69	10/Pkg.



ACE

MINI BLADE HANDLES

786-1320 6", 15.5cm

KOHLER 微型器械

微型金把持針器



微型刀片 | 握把

Micro scalpel blades



Q-5032





Q-5034



每支刀片都付白色護套

Handle for micro scalpel blades Ø 6.5 mm
Q-6747

微型剪刀

GOLDMANN-FOX
長度13cm
Q-4652CRILE-WOOD
長度15cm
Q-4068CASTROVIEJO
長度14cm
Q-4388長度18cm
Q-5631長度18cm
Q-6532CASTROVIEJO
長度14cm
Q-7660長度17.5cm
Q-7662長度17.5cm
Q-7663長度17.5cm
Q-7667
(thick jaws)

Bur 系列

(直機)



A. ROUND BURS

Item Number	Shank	Head Material	Head Diam.	Bur Number	Total Length	Cutting Length	Features
21-44-0060	HP	Carbide	1.8mm	6	44mm	-	10/Pkg.
21-50-0060	HP	Carbide	1.8mm	6	50mm	-	10/Pkg.
21-65-0060	HP	Carbide	1.8mm	6	65mm	-	10/Pkg.
21-44-0080	HP	Carbide	2.3mm	8	44mm	-	10/Pkg.
21-50-0080	HP	Carbide	2.3mm	8	50mm	-	10/Pkg.
21-65-0080	HP	Carbide	2.3mm	8	65mm	-	10/Pkg.

(直機)



B. CYLINDER BUR

40-50-0016	HP	Carbide	1.5mm	-	50mm	7.5mm	10/Pkg.
------------	----	---------	-------	---	------	-------	---------

(直機)



C. TAPER BURS(CARBIDE)

61-44-0002	HP	Carbide	1.6mm	702	44mm	5mm	10/Pkg.
61-50-0002	HP	Carbide	1.6mm	702	50mm	5mm	10/Pkg.
85-21-4886	HP	Carbide	1.2mm	701	44mm	5mm	10/Pkg.
85-21-4883	HP	Carbide	1mm	700	44mm	5mm	10/Pkg.

(直機)



D. OVAL BONE CUTTING BURS

31-68-0031	HP	Carbide	4mm	-	68mm	9mm	Cross Cut
31-50-0023	HP	Carbide	5.5mm	-	50mm	10mm	Cross Cut
504-080505	HP	Carbide	5.5mm	-	70mm	10mm	Cross Cut

(直機)



E. LINDEMANN BURS

19-26-0162	FG	SS	1.6mm	-	26mm	9mm	-
10-44-0166	HP	SS	2mm	-	44mm	10mm	-
10-44-0166S	SN	SS	2mm	-	44mm	10mm	-
10-65-0168	HP	SS	2.3mm	-	65mm	24mm	-
10-65-0168S	SN	SS	2.3mm	-	65mm	24mm	-
10-80-0169	HP	SS	2.3mm	-	80mm	35mm	-


(彎機)



F. KIRSCHNER BURS (前端有鋸齒狀可修正角度)

88-33-0010	CA	SS	3.15-4mm	-	34mm	15mm	Internal Irr.
88-33-0009	CA	SS	1.6-2.35mm	-	34mm	15mm	Internal Irr.

(彎機)



G. ROUND BURS FOR BONE CUTTING (含內沖修骨Bur)

11-26-0020	CA	SS	2mm	-	26mm		Int.Irrigation
11-27-0015	CA	SS	4mm	-	34mm		Int.Irrigation
11-27-0017	CA	SS	6mm	-	34mm		Int.Irrigation
V-1-81IC030RAXL	CA	SS	3mm	-	34mm		Int.Irrigation

(彎機)



H. CRESTOTOME BUR (修整骨平面Bur)

Bone cutting bur to form the Alveolar Ridge

11-26-0357	CA	SS	3.75-7mm	-	26mm	7mm	Internal Irr.
------------	----	----	----------	---	------	-----	---------------



Q 6966 Sterilization basket


made of stainless steel, for small parts, 直徑 46mm
是微型小器械高溫消毒的好幫手！

ACE

Titanium

取骨環鑽

硬度 · 材質最耐用





Trephine Burs - Contra Angle

一般長度 (彎機專用)

Manufactured from titanium (Ti-6Al-4V ELI).

Item number	Shank	Head Material	I.D.	O.D.	Total Length	Cuting Length	Markings
A 04-9480-01	CA	Ti	2mm	2.8mm	35mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
B 04-9480-02	CA	Ti	2.7mm	3.5mm	35mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
C 04-9482-01	CA	Ti	3.75mm	4.6mm	35mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
D 04-9482-02	CA	Ti	4.25mm	5.10mm	35mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
E 04-9484-01	CA	Ti	5.25mm	6.10mm	32mm	15.5mm	8,10,13,15mm
F 04-9485-01	CA	Ti	6mm	6.9mm	32mm	15.7mm	8,10,13,15mm
G 04-9485-02	CA	Ti	7mm	7.9mm	32mm	15.7mm	8,10,13,15mm
H 04-9487-01	CA	Ti	8mm	8.9mm	32mm	14mm	8,10,13mm
I 04-9487-02	CA	Ti	10mm	10.95mm	32mm	14mm	8,10,13mm

HOT
精選

DR. Smiler's Trephine Burs - Posterior

後牙區專用較短淺

Manufactured from titanium (Ti-6Al-4V ELI).

Titanium

Item number	Shank	Head Material	I.D.	O.D.	Total Length	Cuting Length	Markings
J 04-9486-01	CA	Ti	6mm	6.9mm	23mm	6.75mm	6mm
K 04-9486-02	CA	Ti	7mm	7.9mm	23mm	6.75mm	6mm



Latch To Square Driver Converter

L 20-1554-11 14mm long, secures and locks contra shaft for hand or ratchet drive

彎機改手動轉接頭




Trephine Burs - Handpiece

直機專用

Manufactured from titanium (Ti-6Al-4V ELI).

Titanium



Item number	Shank	Head Material	I.D.	O.D.	Total Length	Cuting Length	Markings
M 04-9492-01	HP	Ti	3.75mm	4.6mm	52mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
N 04-9492-02	HP	Ti	4.25mm	5.1mm	52mm	18.5mm	8,10,13,15,18mm
O 04-9495-01	HP	Ti	6mm	6.9mm	49mm	15.7mm	8,10,13,15mm
P 04-9497-01	HP	Ti	8mm	8.9mm	49mm	14mm	8,10,13mm
Q 04-9497-02	HP	Ti	10mm	10.95mm	49mm	14mm	8,10,13mm


臨床操作圖





Kohler™ Trephine Burs

彎、直機取骨環鑽 材質：不銹鋼 stainless




彎機手機使用

編號	內徑	外徑
Q-6942	2.5mm	3.0mm
Q-6521	3.0mm	3.5mm
Q-6522	5.0mm	6.0mm
Q-6523	7.5mm	8.5mm
Q-6524	10mm	11mm

直機手機使用

編號	內徑	外徑
Q-6742	4.0mm	5.0mm
Q-6743	6.0mm	7.0mm
Q-6744	10 mm	11 mm




Q-7109 長度3.2cm, 內徑 Ø 3.5mm

Kohler™ Rotary tissue punch (for contra-angles)

彎機手機軟組織切割器 不翻牙肉組織必備好幫手!



編號	Q-7297	Q-7298	Q-7299	Q-7300	Q-7301	Q-7316	Q-7317
外徑	3.0mm	3.5mm	4.1mm	4.5mm	5.1mm	6.1mm	7.1mm
CMU							



編號	RPCA3	Q-7356	Q-7357	Q-7358
外徑	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm

Intralock™ Tissue Push

彎機手機軟組織切割器

不翻牙肉組織必備好幫手!




Kohler™ Rotary tissue punch

彎機手機軟組織切割器 (前端有定位點)

with centering pin (for contra-angles)



彎機使用



Surgical Aspirators 吸引先



Surgical Aspirator
編號：3-L-30-230
6Fg 長19cm，直徑1.6mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-232
8Fg 長19cm，直徑2mm

Surgical Aspirator **HOT 精選**
編號：3-L-30-234
10Fg 長19cm，直徑2.98mm

Surgical Aspirator
編號：3-L-30-236
12Fg 長19cm，直徑約4mm

吸引器／直立式



直立式吸引器-轉接頭(公頭)



編號：80-T-A052

可接 9x14mm 矽膠管

直立式吸引器-轉接頭(母頭)



編號：80-T-A053



矽膠管 (植牙機專用，吸引器專用) 可高消

規格：內徑x外徑 mm

規格：1x3mm、2x4mm、3x5mm、4x6mm、7x11mm、
9x14mm、10x14mm



Cleaning Brushes 清潔刷




編號	毛徑	x	毛長	x	全長cm
20-36-104001	1ml	0.3	x	12	42cm
20-36-104002	2ml	0.5	x	12	42cm
20-36-104005	5ml	0.8	x	12	42cm
20-36-104010	10ml	1	x	12	42cm
20-36-104020	20ml	1.9	x	12	42cm

Kohler™ Sinus Lift Instrument

開窗式鼻竇增高專用手術器械


(for Lateral Windows)



Buser B1/B2/B3
Q-3601/Q-3602/Q-3603
periosteal elevators



ELEVATOR 01/02/03
Q-3604/Q-3605/Q-3606
Sinus floor elevators, blunt, for gently releasing and raising the Schneiderian membrane.



編號：W-765-1011
規格：25x15x2cm

各種不同角度，方便您操作任何角度的需求。

一次訂購整組12支，贈器械盒x1個，另有優惠價格歡迎來電洽詢！



Q-3607 H01




Q-3608 H02




Q-3609 K03





Q-3610 K04



Q-3611
KRAMER NEVINS 78



Q-3612
KRAMER NEVINS 77



H01/H02/K03
Q-3607/Q-3608/Q-3609
Sinus floor elevators, blunt, for releasing and gently pushing the Schneiderian membrane cranially.



K04
Q-3610
Sinus floor elevators, tightly curved, for raising the deep area of the membrane from the floor of the sinus cavity.



KRAMER NEVINS 77/78
Q-3611/Q-3612
Sinus floor elevators, tightly curved, for raising the deep area of the membrane from the floor of the sinus cavity.

ACE Sinus Lift Kit 開窗式鼻竇增高專用手術器械組



W-003-4194 ACE Sinus Lift Kit

(All instruments and tray may be purchased separately)

(整組7件，內含：W-03-110-88, W-03-110-23, W-03-110-77, W-10-002-36, W-10-002-37, W-714-0243, W-765-1050)




單品選擇如下：




W-714-0243 Depth / Packing Gauge, DE. Titanium 7", 18cm



W-03-110-23 Freer Periosteal Elevator, Strong Cueve, 7-1/2", 19cm




W-03-110-77 #3 Clepper Tatum Antralplasty Curette, DE, 6-1/2", 16.5cm



W-03-110-88 Shepherd Sinus Lift Retractor-7", 18cm


Q-5724 Shepherd Sinus Lift Retractor, 7", 18cm



W-10-002-37 #2 Sinus Lift Curette, Severe Bend, DE, 3mm/5mm, 6", 15cm



W-10-002-36 #1 Sinus Lift Curette, Standard Bend, DE, 3mm/5mm, 7-1/2", 18.5cm



W-10-002-25 #1 Antral Curette, DE, 6-1/2", 16.5cm



W-10-002-48 Shepherd Sinus Lift Curette, DE, 7", 18cm

德國工藝 KOHLER 高品質 | 口腔外科器械



Special On Sale

超值特惠組合

含器械 x 18/ps + 器械盒 x 1個，共計19件



Q-4538 Raspatories MOLT9 17cm



Q-3167 Raspatories 24G 17.5cm



Q-3095 Raspatories PRICHARD 18cm



Q-4209 Scalpel Holders, 16cm



Q-7699 OCHSENBEIN 2, 16cm



Q-7783 Chisels Trinovo, 4 x 20mm, 18cm




Q-7656 Bone Curette Trinovo, LUCAS 85, 8.5mm




Q-7545 Periodontal probes, CP 15, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, 長度16cm



Q-3204 Periodontal Curette fig. 9/10



Q-7290 雙頭補骨小湯匙



10-1007-7-IM4163
16Inst Sig Cassette
MAXI Grace 1/2
多功能器械盒



Q-4342
Tissue pliers
MICRO-ADson
12cm



Q-5564
CAEWOOD-MINNESOTA



Q-6739
Mixing bowl
材質：不鏽鋼



Q-5960
Bone rongeurs
FRIEDMAN 12cm
夾骨鉗-細



Q-4019
IRIS
11.5cm
線剪-彎



Q-4652
Goldmann-Fox
T/C
13cm
剝離剪



Q-4163
Micro
Halstead Mosquito
12cm
彎式止血鉗



Q-4068
Needle holders T/C
15cm
金把持針器

Silk 黑絲線

台製 · 反角針 衛署醫器製字第000034號

編號	規格
SC193	3-0 45cm/針19mm-3/8c
SC194	4-0 45cm/針19mm-3/8c



包裝：24條 / 盒



衛署醫器輸壹字第001400號

編號	規格
W-0032487	3-0 45cm/DS18
W-0032489	4-0 45cm/DS18
W-5152122	5-0 45cm/C26(15mm)



包裝：12條 / 盒

尼龍線

衛署醫器製字第002667號

台製



包裝：24條 / 盒

編號	規格
NC193L	3-0 75cm19mm-3/8c Blue (反角針)
NC194L	4-0 75cm19mm-3/8c Blue (反角針)
NR165L	5-0 75cm16mm-3/8c Black (正角針)
NC125L	5-0 75cm12mm-3/8c Black (反角針)
NR166L	6-0 75cm16mm-3/8c Black (正角針)
NC126L	6-0 75cm12mm-3/8c Black (反角針)
NC127L	7-0 75cm12mm-3/8c Black (反角針)
NC193	3-0 45cm19mm-3/8c Blue (反角針)
NC194	4-0 45cm19mm-3/8c Blue (反角針)
NC125	5-0 45cm12mm-3/8c Black (反角針)
NC126	6-0 45cm12mm-3/8c Black (反角針)
NC127	7-0 45cm12mm-3/8c Black (反角針)

可吸收縫線

衛署醫器輸字第002825號

Johnson & Johnson

ETHICON VICRYL 可吸收縫線

能平滑的穿過組織，不割傷組織，不割手。

顏色：紫色和未染色

56-70天可吸收
平均63天

編號	規格
P-GC-AVJ423H	3-0 反角針/未染色 VICRYL 3-0/70cm 3/8C 19mm (36條/盒)
P-GC-AVJ442H	3-0 反角針/未染色 VICRYL 3-0/70cm 3/8C 24mm (36條/盒)
P-GC-AVJ422H	4-0 反角針/未染色 VICRYL 4-0/70cm 3/8C 19mm (36條/盒)
P-GC-AVJ386H	4-0 反角針/紫色 VICRYL 4-0/45cm 3/8C 13mm (36條/盒)
P-GC-AVJ421H	5-0 反角針/未染色 VICRYL 5-0/70cm 3/8C 19mm (36條/盒)
P-GC-AVJ304H	4-0 圓針/紫色 VICRYL 4-0/70cm 1/2C 17mm (36條/盒)
P-GC-AVJ433H	5-0 圓針/未染色 VICRYL 5-0/70cm 1/2C 13mm (36條/盒)
P-GC-AVW9105	5-0 圓針/紫色 VICRYL 5-0/75cm 1/2C 17mm (12條/盒)
P-GC-AVJ494G	4-0 特製 微尖端整形 反角針/未染色 VICRYL 4-0/45cm 3/8C 13mm (12條/盒)
P-GC-AVJ493G	5-0 特製 微尖端整形 反角針/未染色 VICRYL 5-0/45cm 3/8C 13mm (12條/盒)
P-GC-AVJ510G	6-0 特製 微尖端整形 反角針/未染色 VICRYL 6-0/45cm 1/2C 11mm (12條/盒)



PGA 可吸收縫線 白色 · 反角針

衛署醫器輸壹字第001400號

編號	規格	包裝：12條 / 盒
W-0033930	3-0 45cm/DS18	30-60天可吸收
W-0034220	4-0 70cm/DS18	
W-0034930	5-0 45cm/DSM13	



CV-5 縫線

衛署醫器輸字第006741號

Gore-TEX

規格：Gore-TEX SUTURE

包裝：12條 / 盒 (5-0)



手機專用保養油

W&H MD-4 手機專用保養油

編號：A1ETS04 (不含配件)



W&H 手機保養油 專用接頭

編號：A1YSCS01



Bone Wax 骨臘

衛署醫器輸字第006172號

Made From Beeswax And Othe Natural Materials

2.5克 / 個



止血材料 植牙最佳利器

可溶性止血癒合紗布 衛署醫器輸壹字第003479號

特色：

1. 拔牙後傷口癒合使血凝塊，可填滿傷口達到快速骨生長
2. 撐鼻竇時可用小規格搭配使用

- 3至5分鐘達到止血，5-10日內完全被人體吸收
- 止血是它的功能，幫助傷口癒合才是它的效果
- 快速止血、快速吸收、快速癒合
- 高分子聚合物高黏度，體表結合性強不易脫落
- 吸收組織液提供快速癒合環境
- 塊狀、圓狀包裝，不需剪裁，符合您所需的規格



編號C-001：圓狀裝 0.5 x 0.7CM 60PCS/盒

編號C-002：塊狀裝 1.5 x 1.5CM 60PCS/盒

衛署醫器輸壹字第004219號

快速止血紗布可吸收性 (Surgicel)

SURGICEL止血氧化再生纖維：

是由pure alpha cellulose所製造的止血棉，能在微血管、小靜脈、小動脈及其他滲血的部位促進血小板的附著並形成凝塊以達到止血的效果。

特色：

1. 快速止血
2. 用於取皮臨床手術
3. 下顎取骨塊可填傷口

其特性：

- 2至8分鐘達到止血（另有"Nu-Knit"厚片規格，只須1至5分鐘即可達成止血）
- 7至14天內完全被人體吸收。
- 含殺菌性-對Gram Positive / Negative微生物有殺菌性。
- 以植物為原料，可減少動物或人體病源的污染。



編號：P-C-B1903GB (24片/盒)
P-C-B1903GB-1 (1片)



手術包 (拋棄式)

植牙手術包(拋棄式)

編號：0-AA001

包裝：16包 / 箱



內容物：

治療巾 x 3條、洞巾 (覆蓋至腿部) x 1條、燈把無菌膠膜 x 4張、紙膠 x 1卷、紗布塊(2x2) x 1包、消毒管帶 x 4條、患者圍巾(防水) x 1條、手術帽 x 1頂、治療盤 x 1個、桌面覆蓋巾 x 1條、透明垃圾袋 x 1 (方便手術後清潔打包用)

手術衣 (布質)

包布

編號： 規格：

0-CA003 1 x 1 (30x30cm)

0-CA004 1.5 x 1.5 (45x45cm)

0-CA005 2 x 2 (60x60cm)

0-CA006 3 x 3 (90x90cm)




洞巾

編號： 規格：

0-CB002 1.5 x 1.5 (45x45cm)

0-CB003 2 x 2 (60x60cm)

0-CB004 3 x 3 (90x90cm)



手術衣一般型

編號：

規格：

0-CL-718M

M

0-CL-718L

L

0-CL-718XL

XL



訂製洞巾有口袋


規格：107x146cm, 口袋19x19cm 2個, 加綁帶

編號：

0-CC001 洞口10cm

0-CC002 洞口9cm

0-CC003 洞口12cm



管帶布套

規格：10x102cm

編號：0-CK001



訂製圍巾

規格：90x100cm, 領口20cm

編號：0-CD001



手術衣 (拋棄式)

消毒手術衣(薄)

編號：0-AB002

包裝：50件 / 箱



消毒手術衣 (抗靜電)

抗靜電手術衣，特殊防水處理

編號：0-AB001

包裝：45件 / 箱



無菌洞巾(藍色)

編號：0-AC-50*50R10

規格：50x50cm, 洞口10cm

包裝：300片 / 箱



無菌治療巾

編號：0-AC-E08001

規格：50x50cm

包裝：300片 / 箱



無菌-治療巾+洞巾組合包

編號：0-AC-E109

內容物：洞巾50x50cm, 洞口9cm x1片 治療巾50x50cm, 藍色 x1片


包裝：170片 / 箱



手術帽 摺花(藍色)

編號：0-BA-HT03

包裝：100頂 / 包，20包 / 箱



植牙手術耗材



消毒管帶

規格	編號
2吋 5cm x 200m	0-BC002
3吋 7.6cm x 200m	0-BC003
4吋 10cm x 200m	0-BC004
6吋 15cm x 200m	0-BC005
8吋 20cm x 200m	0-BC006
10吋 25cm x 200m	0-BC007
12吋 30cm x 200m	0-BC008

可依所需大小訂製

3M滅菌指示帶

可清楚分辨消毒是否完成的好幫手！

編號：0-BC001-1



不織布紗布塊（植牙手術、PRF專用）

編號：0-BA-A18001

規格：2 x 2 x 4P

包裝：200片/束, 50束/箱



棉絮較少，可避免棉絮殘留傷口中。

消毒棉球

編號：0-AC006

規格：100 粒/包

包裝：120包/箱



軟毛牙刷（植牙專用）

編號：0-BA001

包裝：5支/包

超軟毛牙刷，可有效清潔傷口，且較不會對傷口造成傷害。



冷 / 熱軟敷墊（附不織布隔離袋）

編號：0-BA-A0124-02

規格：9 x 15 cm

包裝：120PC/箱



矽膠管（可高溫消毒）

植牙機專用，吸引器專用

規格：1x3mm 2x4mm 3x5mm 4x6mm

7x11mm 9x14mm 10x14mm



無菌器械管袋包

編號：0-AC001

內容物：大袋 x 1，小袋 x 2，紙膠 x 1

包裝：200包/箱



W&H 原廠植牙機沖洗套

W&H原廠沖洗套 9cm(拋棄式)

編號：S532F0139

包裝：10包 / 盒



拋棄式矽膠管 W&H/NSK 植牙機專用

(冷卻沖洗輸液器)

• 植牙馬達專用拋棄矽膠管包

O-F-071 適用W&H(9cm)

O-F-012 適用NSK(11cm)

包裝：30條/盒



可高消式矽膠管 W&H/NSK 植牙機專用

(冷卻沖洗輸液器)

• 植牙馬達專用高消矽膠管包

O-F-070 適用W&H(9cm)

O-F-011 適用NSK(11cm)

包裝：1條/包



植牙專用微型剝離器組

全口重建最佳利器



Periosteal elevator MOLT
Ø 8.5mm / 17.5cm, 4.0 / 5.0 mm
Q-7283



Periosteal elevator MOLT 7.5mm / chisel 24G
Ø 8.5mm / 17.5cm
Q-7284



Retractor
Ø 8.5mm / 17.5cm, 25 x 11mm / 20 x 8mm
Q-7285



Papilla elevator lance-shaped 3.2mm / round 2.2mm, angled
Ø 8.5mm / 17.5cm
Q-7286



Curette MOLT
Ø 8.5mm / 17.5cm, 4.5 / 8.0mm
Q-7287



Q-7816
5 Instrument + MINI tray with transverse lid (Q-7602)



Q-7815
5 Instrument + MINI tray with transverse bar (Q-7600)

採血管固定器的採血針

編號：7-C-001-367281
(21G針頭) 拋棄式不可重複使用
50組/盒(針50包、Hold50個分開)



A-PRF 採血試管

編號：7-B-001-APRF+-100
APRF+ 採血管/Plain vacuum Tube
10ML(玻璃)
(100支/盒)



i-PRF 採血試管

編號：7-B-001-IPRF
i-PRF採血管/Plain vacuum Tube 10ML(塑膠)
(50管/盒)



試管架-可高溫高壓消毒

編號：7-A-002-BTTRA
PP 試管架/12孔/20mm/
190*60*80 mm



BD真空採血試管

編號：7-B-001-367820
每管9毫升，拋棄式不可重複使用
包裝：100個/盒



綁帶(止血帶)

編號：7-A-002-BTLF

編號：7-A-002-3-2
橡皮管 5#



SABS 沙普

編號：7-D-001-414881
100ml/瓶 20瓶/箱



不鏽鋼小盤

編號：7-A-002-BSSMT
(L:6/ W:5/ H:1.5cm)
編號：7-A-002-8
(L:7.5/ W:6/ H:1cm)



不鏽鋼碗

編號：7-A-002-BRSSMT
(底寬4cm，口寬6cm，H3cm)



玻璃補骨碗

編號：7-A-002-13-1
(6.0*1.5cm)(2個/組)




不織布紗布塊

編號：0-BA-A18001
規格：2 x 2 x 4P
包裝：200片/束，50束/箱



棉絮較少，可避免棉絮殘留傷口中。

剪刀 編號：7-A-002-BSCS 14cm



鑷子 編號：7-A-002-BSTF 13 cm (有齒)



PRF膜專用放置工具

編號：7-A-002-BDBC



編號：7-A-002-9

PRF 專用盒子

編號：7-A-002-CTR



PRF專用剝離器 -1

PRF專用剝離器 -2



CYTOFLEX[®]


TEXTURED **TEF-Guard**

不可吸收再生膜

凹面設計

微孔隙設計

平面設計



臨床病例



植入Implant放入骨粉及不可吸收再生膜(TEF-GUARD)縫合，一星期後拆線



手術後3個星期抽再生膜，抽出再生膜一星期後拆線，一星期後追蹤-傷口已癒合

植牙好幫手



Membrane



編號：TEF-001T (凹面)
規格：12 x 24mm (5片/盒)



編號：TEX-200 (凹面)
規格：25 x 30mm (5片/盒)



編號：TEF-002(平面)
規格：25 x 30mm (5片/盒)

CYTOFLEX®

骨脊增高專用 Ti-Mesh

Ti-Enforced Regenerative PTFE Barrier

Ti-PTFE Barrier 含鈦支架再生膜



CRT-0100
Ti-Enforced
11 mm x 21 mm



CRT-0200
Ti-Enforced
19 mm x 26 mm



CRT-0300
Ti-Enforced
23 mm x 29 mm



Titanium MESH Precision Titanium Mesh

MESH (金色-鈦網)



M4-400
Titanium Mesh
25 mm x 30 mm
H 0.8 mm
(金色-鈦網)



M4-500
Titanium Mesh
30 mm x 40 mm
H 0.8 mm
(金色-鈦網)



M4-300
Titanium Mesh
20 mm x 25 mm
H 0.8 mm
(金色-鈦網)




鈦網製造造骨空間



Titanium Mesh



鈦金屬網圓孔型、特殊型

12 point center hole locks on top of standard implant hexagon
 12 point center hold locks to ACE Drill Point Tenting Screws
 Can be secured with ACE Self-Drilling Bone Screws
 Commercially pure titanium






A W-003-9434 7 x 14mm, 0.2mm thick

Close up of the mesh



C W-003-9430 120 x 60mm, 0.1mm thick

D W-003-9433 152 x 66mm, 0.2mm thick



CYTOFLEX™ Precision Titanium Mesh


鈦網-小

B W-003-9429 34 x 25mm, 0.1mm thick (單片包裝)



美國品牌 · 品質保證

Mesh



Synthetic Bioactive Glass (合成人造骨)

衛署醫器輸字第016661號

在台銷售
6年

適用於：

1. 植牙最佳補骨材料
2. 牙周病骨缺陷修補
3. 拔牙後的骨缺陷修補
4. 可與任何骨混合使用，達到養分供給
5. 使血小板凝結達到骨細胞快速生長



編號：P-E-U-2-6 (0.4g)
P-E-U-2-6 (1.0g)

下顎前牙補骨 臨床病例



使用ACE TruFix BoneScrew固定bone block

美國原裝進口



ReOss

美國原裝進口

SYNTHETIC NAND-HA INFUSED BIOMATERIAL

奈米結構人工合成生物補骨材料

ReOss® 奈米結構 | 6-12個月 HA Particles 生長 新生骨

可吸收

HA Particles

可吸附在PLGA上

是成骨細胞最佳成長環境




ReOss® Powder


規格：RP-1 0.5 cc
RP-3 1 cc

ReOss® Putty

規格：RP-2 0.5 cc
RP-4 1 cc



放大5,000倍電顯圖，可以看到 ReOss 具多孔性的PLGA基質。



放大50,000倍電顯圖，可以看到 ReOss 的HA顆粒吸附在PLGA基質上。

注入新活力的奈米化 人工合成鈣經磷灰石 生物材料

最佳使用： 1. 口內部分骨缺損 2. 牙周骨間或骨缺損
3. 齒槽脊缺損、拔牙窩 4. 上顎竇增高手術

衛部醫器輸字第026322號



Small granules(0.25-1mm) Quantities : 0.5g

小顆粒 Geistlich Bio-Oss 與周遭骨壁可以緊密接觸，故適用於1-2處較小牙窩缺損之填補，或用於填塞自體骨植入塊之周緣

Large granules(1-2mm) Quantities : 0.5g

大顆粒 Geistlich Bio-Oss 比小顆粒有較多的顆粒間隙，尤其遇到大範圍缺損時，這樣可以改善大間隔的再生過程，提供足夠空間給向內生長的骨質

吉士德百歐士
Geistlich Bio-Oss

衛署醫器輸字第020576號



0.25-1mm



1-2 mm



HUNG KUO 宏國公司



衛署醫器輸字第001661號

L-PRF 離心機




衛署醫器輸字第012969號

ReOss



衛署醫器輸字第026322號



衛署醫器輸字第017451號



衛署醫器輸字第004277號



衛署醫器輸字第01400號

GBR & GTR SYSTEM

Guided Bone Regeneration & Guided Tissue Regeneration

2016.03

ACE 螺絲 / 圖釘二合一組
彎機 / 手動 2用擴骨組
TEF-guard 不可吸收再生膜
補骨材料 Unigraft BioOss
鈦金屬網 圓孔型、特殊型
META 拋棄式刮骨刀
補骨專用外科器械
PRF 富含血小板纖維蛋白

ACE

美國原裝進口

truFIX
A Complete Fixation System

螺絲 / 圖釘二合一組



材質：鈦金屬
尖端自鑽螺絲設計
更好鎖入



北區 展示中心 / 桃園市 同安街 408號

中區 展示中心 / 台中市 南區 建成路 1846號3樓

南區 展示中心 / 台南市 北區 公園南路 345號

訂購專線

05-233-2158, 233-2178

05-781-2829, 232-3988, 232-2188

嘉義 展示中心 / 嘉義市 西區 八德路 225號

本DM僅供專業人士參考 2016.03